

US Endoscopy Produkte im Fokus



Endoskoppflege und Zubehör

	Produktnr.	Beschreibung	Endoskop-Kompatibilität		Stück/Box
	00711124	BioShield® Biopsieventil	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		200 einzel verpackt
	00711125	BioShield® Biopsieventil	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		200 20 pro Packung, 10 Packungen
	00711135	BioShield® Biopsieventil	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		100 einzel verpackt
	00711133	BioShield® Biopsieventil mit Spülansatz	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		50
	00711136	BioShield® Biopsieventil	Pentax		100
	00711137	BioShield® Biopsieventil mit Spülansatz	Pentax		50
	00711542	AquaShield® Spülflaschen-Schlauchset	Olympus 140/240, 160/260, 180/280, 190/290		25
	00711543	AquaShield® Spülflaschen-Schlauchset CO ₂	Olympus 140/240, 160/260, 180/280, 190/290		25
	00711562	Torrent® Spülschlauch	Olympus Spülpumpe		25
	00711563	Torrent® Spülschlauch	ERBE, EndoGator & Olympus Spülpumpe		25
	00711780	BioGuard® Einmal Luft/Wasser- und Absaugventil, 2-er Set	Olympus (G5 Serie und neuer)		50
	00711783	BioGuard® Einmal Luft/Wasser- und Absaugventil, 3-er Set	Olympus (G5 Serie und neuer)		50
	00711784	BioGuard® Einmal Luft/Wasser- und Absaugventil, 4-er Set	Olympus (G5 Serie und neuer)		50
	Produktnr.	Beschreibung	ø Arbeitskanal (mm)	Länge (cm)	Stück/Box
	00711601	Standard Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	50
	00711607	Gemini Brush™ doppelseitige Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	50
	00711627	Gemini Brush™ doppelseitige Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	100
	00711609	Double Header™ doppelseitige Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	50
	00711629	Double Header™ doppelseitige Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	100
	00711612	Wooly Brush™ Reinigungsbürste	2,0-7,0	230	50
	00711617	Small Wonder® Reinigungsbürste	1,0-2,25	230	15
	00711618	DuoSwift® Reinigungs - und Lamellenbürste	2,8-7,0	230	50
	00711619	DuoSwift® Reinigungs - und Lamellenbürsten Set	2,8-7,0	230	50
	Produktnr.	Beschreibung	Länge (cm)		Stück/Box
	00711621	Endo-Boot™ Endoskop Protektor, schmal	14		50
	00711622	Endo-Boot™ Endoskop Protektor, breit	14		50
	Produktnr.	Beschreibung			Stück/Box
	12029	VIA™ fussselfreier, komprimierter Schwamm			100
	12029D	VIA™ Spender			1
	Produktnr.	Beschreibung	Größe		Stück/Box
	00712801	Beißring Standard mit Halteband, latexfrei	16 mm / 48 Fr		100
	00712802	Beißring Standard ohne Halteband	16 mm / 48 Fr		100
	00712803	Beißring Standard - mit Halteband, Klettverschluss	16 mm / 48 Fr		100
	00712804	Beißring Maxi mit Halteband, latexfrei	20 mm / 60 Fr		100
	00712806	Beißring Maxi mit Halteband, Klettverschluss	16 mm / 48 Fr		100
	00712808	Beißring Pädiatrie mit Halteband, latexfrei	12,6 mm / 38 Fr		25
	00712809	Beißring Medium mit Halteband, latexfrei	16 mm / 48 Fr		100
	00712812	Beißring Maxi mit Stoffband	16 mm / 48 Fr		100

ERCP / EUS / Enteroskopie

	Produktnr.	Beschreibung				ø Katheter (mm)	Länge (cm)			Stück/Box
	00711101	Short Throw™ Polypektomieschlinge - Standard, oval				2,4	350			5
	00711652	Infinity® ERCP Zytologiesystem				3,0 / 9 Fr	200			5
	00711653	Infinity® ERCP Zytologiesystem - mini				2,5 / 7,5 Fr	200			5
	00711889	Moray® Mikrozange / zur Anwendung in 19GA FNA Biopsienadeln				0,8	230			3
	Produktnr.	Beschreibung	Führungsdraht (mm)	ø Channel (mm)	Öffnungsbreite (mm)	ø Katheter (mm)	ø Jaw (mm)	Länge (cm)	Stück/Box	
	BX00711660	Histoguide™ Biliäre Biopsiezange mit Führungsdrahtkompatibilität	Wire-guided diameter: 3,5 mm	4,2	Jaw opening width: 8,0 mm	2,1	2,2	230	5	
	Produktnr.	Beschreibung				Endoskop-Kompatibilität				Stück/Box
	00711892	Oracle® EUS-Latexballon - Olympus radiale Abtastung				Olympus radiale Ultraschallendoskope				20
	00711893	Oracle® EUS-Latexballon - Olympus lineare Abtastung				Olympus 140, 240, 160, 260 and 180 lineare Ultraschallendoskope				20
	USBOL	Ultramatrix™ EUS Ballon				Olympus lineare Ultraschallendoskope				20
	USBOR	Ultramatrix™ EUS Ballon				Olympus / Pentax radiale Ultraschallendoskope				20

Fremdkörpermanagement

	Produktnr.	Beschreibung	AD Endoskop (mm)	ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Stück/Box
	00711146	Guardus® Overtube - Ösophagus	8,6–10,0	25	25	3
	00711147	Guardus® Overtube - Ösophagus	9,8–11,7	25	25	3
	00711148	Guardus® Overtube - Gastrum	8,6–10,0	50	50	3
	00711149	Guardus® Overtube - Gastrum	9,8–11,7	50	50	3
	00711175	Talon® Greifinstrument	-	2,5	160	5
	00711177	Raptor® Fremdkörperzange	-	2,4	230	5
	00711178	Raptor® Fremdkörperzange - mini	-	1,9	200	5

Polypektomie und Gewebeentfernung

	Produktnr.	Beschreibung	ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Stück/Box
	00711084	iSnare® System – Lariat® Schlinge	2,5	230	5
	00711085	iSnare® System – ovale Schlinge - 23 GA x 5 mm Injektionsnadel	3	230	5
	00711086	iSnare® System – ovale Schlinge - 25 GA x 5 mm Injektionsnadel	3	230	5
	00711088	iSnare® System – hexagonale Schlinge - 25 GA x 5 mm Injektionsnadel	3	230	5
	00711089	iSnare® System – hexagonale Schlinge - 23 GA x 5 mm Injektionsnadel	3	230	5
	00711099	eTrap® Polypenfalle / mit Schubfach und Lupe	-	-	25
	00711770 00711771 00711772 00711773 00711774 00711775	Reveal® Distale Abstandskappe	-	4	10
	00710201	Quick Catch™ In-Line Polypenfalle	-	-	50
	NBPT520	Baleen™ Polypenfalle	-	-	100
	00711115	Exacto® Polypektomie Kaltschlinge	2,4	230	10
	00711119	Lariat® Polypektomieschlinge	2	230	10
	00711871	Histolock® Resektionssystem	2,4	230	3
	00711117	Histolock® Resektionssystem	2,4	230	10
	00711144	AdvanCE® Videokapselapplikator	2,5	180	3

Hämostase

	Produktnr.	Beschreibung	Endoskop-Kompatibilität		Stück/Box		
	BX00711511	BioVac® Direktabsaugereinheit	Pentax		5		
	BX00711512	BioVac® Direktabsaugereinheit	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		5		
	BX00711513	BioVac® Direktabsaugereinheit mit Y-Anschluss	Olympus/Fujinon (G5 Serie und neuer)		5		
	Produktnr.	Beschreibung	ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Stück/Box		
	00711811	Carr-Locke Injektionsnadel 25G	2,5	230	5		
	00711812	Carr-Locke Injektionsnadel 23G	2,5	230	5		
	00711823	Carr-Locke Injektionsnadel 25G	2,5	230	10		
	00711824	Carr-Locke Injektionsnadel 23G	2,5	230	10		
	Produktnr.	Beschreibung	Arbeitskanal (mm)	ø Katheter (mm)	Cliplänge, platziert (mm)	Cliplänge, platziert (mm)	Stück/Box
	BX00711875	Hemoclip - AG-5104-2300-135 (entferbar)	2.8	230	12.5	11	10
	BX00711877	Hemoclip - AG-51044-2300-135-16 (entferbar)	2.8	230	12.5	16	10
	BX00711874	Hemoclip - AG-5104-2300-135 (nicht entferbar)	2.8	230	12.5	11	10
	BX00711876	Hemoclip - AG-51044-2300-135-16 (nicht entferbar)	2.8	230	14.5	16	10
	Produktnr.	Beschreibung	ø Endoskopspitze (mm)	ø Tiefe Gewebekammer (cm)	Länge (cm)	Stück/Box	
	C910001	Padlock Clip™ System*	9,5-11	1,0	162	1	
	C913131	Padlock Clip Pro-Select™ System*	11,3 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0 / 13,5 / 14,0	0,3 / 0,4 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,9	162	1	

*Das Padlock System darf ohne Zustimmung der Ovesco Endoscopy AG nicht mit einer greifenden Gewebeerfassungseinrichtung benutzt werden.

*Das Padlock System darf ohne Zustimmung der Ovesco Endoscopy AG nicht mit einer greifenden Gewebebefassungseinrichtung benutzt werden.

Roth Net® Bergenetze

	Produktnr.	Beschreibung	ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Stück/Box
	00711050	Roth Net® Bergenetz - Standard	2,5	230	5
	00711052/ 00711162*	Roth Net® Bergenetz - Standard	2,5	230	10
	00711155	Roth Net® Platinum® Bergenetz - Nahrungsmittelbolus	2,5	160	5
	00715050/ 00715060*	Roth Net® Platinum® Bergenetz - Universal	2,5	230	5
	00711150	Roth Net® Bergenetz - Polypen	2,5	230	5
	00711151	Roth Net® Bergenetz - Polypen	2,5	230	10
	00711169*	Roth Net® Bergenetz - Select	2,5	230	10
	00711170	Roth Net® Bergenetz - Select	2,5	230	5
	00715150	Roth Net® Platinum® Bergenetz - Polypen	3,0	230	5
	00711057/ 00711168*	Roth Net® Bergenetz - Mini	1,8	160	5
	00711165*	Roth Net® Bergenetz - Maxi	3,0	230	5
	00711152	Roth Net® Bergenetz - Enteroskopie	2,5	350	5

*steril



US Endoscopy

STERIS Deutschland GmbH

Eupener Str. 70

50933 Köln

Tel: 0221/466120-90

Fax: 0221/466120-40

Email: Kundenservice@usendoscopy.com

www.usendoscopy.com/de

Folgen Sie uns:    

Alle mit ® oder ™ bezeichneten Marken sind eingetragene Marken, die beim U.S. Patent und Trademark Office (US-Patent – und Markenamt) registriert wurden, oder Marken, die sich im Besitz von US Endoscopy befinden. Patente 6 814 739, 5 643 283.
© 2018 US Endoscopy. All Rights Reserved.