

**1. Идентификация вещества и компании-производителя**
**VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape**

Продукт №: см. список ниже  
 ПБВ №: S298RU

КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ 704 по NFPA:  
 ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 0  
 ПОЖАРООПАСНОСТЬ: 0  
 РЕАКТИВНОСТЬ: 0

Составлено: М. Ebers  
[asksteris\\_msd@steris.com](mailto:asksteris_msd@steris.com)

Дата составления: 09/27/2016

Дата редакции: 01/29/2018

Дата пересмотра: Н/П

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US  
 Телефон для экстренной связи: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
 Телефон для получения информации: 1-800-548-4873 (Служба работы с клиентами — изделия медицинского назначения)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
 County Offaly, R35 X865, Ireland.

Телефон для экстренной связи: +44 (0) 1895 622 639

Телефон для получения информации о продукте/технической информации:  
 +44 (0) 116 276 8636

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:</b>             | <b>НОМЕР ПРОДУКТА:</b>             |
| VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape              | PCC070                             |
| VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - 6 рулонных | PCC071                             |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ:</b>      | <b>ОГРАНИЧЕНИЯ<br/>ОТСУТСТВУЮТ</b> |

Продукт НЕ является опасным согласно «Стандарту оповещения об опасности» Управления по охране труда и производственной санитарии США (OSHA), 29 CFR 1910.1200.

Приведенный продукт — индикатор производится при отсутствии меламина, свинца и тяжелых металлов.

Приведенный продукт — индикатор не содержит компонентов животного происхождения.

Приведенный продукт — индикатор не содержит натуральный каучуковый латекс.

**Обращение с индикаторными лентами и их утилизация**

**Меры предосторожности при обращении и хранении:** упаковка должна быть плотно закрыта. Хранить при температуре от 16 °С до 24 °С и относительной влажности 30–60 %.  
**Способы утилизации отходов:** утилизируйте использованные/просроченные индикаторы и упаковки вместе с остальными отходами, если это не противоречит федеральному, региональному и местному законодательству.

*Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, не является спецификацией и не гарантирует наличия у данного продукта конкретных свойств. Приведенная информация о воздействии на здоровье и мерах безопасности предназначена для информационных целей и основывается на имеющихся у нас знаниях о хранении, использовании продукта и обращении с ним. Эта информация неприменима в случаях необычного или нестандартного использования продукта, при несоблюдении инструкций и рекомендаций.*