



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Version: 1.0

1. Идентификация вещества и компании-производителя

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

№ продукта: LCB020, LCB022, LCB005 и LCB024

SDS №: S284RU

Составлено: М. Эберс

asksteris_msds@steris.com

Дата составления: 05/21/2009

Дата редакции: 01/29/2018

КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ ПО NFPA 704:

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 0

ПОЖАРООПАСНОСТЬ: 0

РЕАКТИВНОСТЬ: 0

Дата пересмотра: отсутствует

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US

Телефон для экстренной связи: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Телефон для получения информации: 1-800-548-4873 (Служба работы с покупателями — продукты для здравоохранения)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore County Offaly, R35 X865, Ireland.

Телефон для экстренной связи: +44 (0) 1895 622 639

Телефон для получения информации о продукте/технической информации: +44 (0) 116 276 8636

Продукт НЕ является опасным согласно «Стандарту оповещения об опасности» OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration — Управление по охране труда и производственной санитарии США), 29 CFR 1910.1200. В наборе для биологического контроля используются споры *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) не содержит латекса и природного сухого каучукового вещества.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

ГЛАЗА: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. При повторном возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью.

КОЖА: Немедленно промыть водой с мылом. При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью.

ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Дать выпить воды и обратиться за медицинской помощью.

ВДЫХАНИЕ: Переместить на свежий воздух. При затруднении дыхания обратиться за медицинской помощью.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЕ ИНДИКАТОР И УТИЛИЗАЦИИ:

Меры предосторожности при обращении и хранении: 21-25 °C; относительная влажность 40-60 %; предохранять от воздействия стерилизующих веществ; предохранять от воздействия избыточного тепла.

Способы утилизации отходов: АБИ, продемонстрировавшие рост, и индикаторы с истекшим сроком годности: перед утилизацией обработайте согласно инструкциям для обычных микробиологических отходов непатогенных видов, например с помощью парового автоклавирования при температуре 121 °C в течение не менее 30 минут, сжигания или другого подходящего способа. АБИ, не продемонстрировавшие рост, могут утилизироваться как обычные отходы.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ: ограничения отсутствуют.

Информация на этом листе не является спецификацией и не гарантирует определенных свойств. Информация предназначена для поставщика общих знаний в виде двух здоровья и безопасности на основе наших знаний о обработке, хранения и использования продукта. Это не применяется для необычных или нестандартных использования продукта или где обучение или рекомендация не последовало.