



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

SICHERHEITSDATENBLATT

Version: 1.0

1. Identifikation der Substanz und Firma

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Artikel-Nr. LCB020, LCB022, LCB005, und LCB024

Sicherheitsdatenblatt-Nr. S284DE

Erstellt von: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com

Erstellungsdatum: 05/21/2009

Revisionsdatum: 01/29/2018

Überprüfungsdatum: n.z.

NFPA 704 GEFAHRENDATEN
(NFPA = U.S. National Fire Protection Association):

GESUNDHEIT: 0

FEUER: 0

REAKTIVITÄT: 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA
Notruf-Telefonnr.: +1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) (kostenfreie Telefonnr. nur für USA und Kanada)
Telefonnr. für Informationen: 1-800-548-4873 (Kundendienst – Medizinische Produkte)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Notfall Telefonnummer: +44 (0) 1895 622 639

Produkt / Technische Information Telefon Nr.: +44 (0) 116 276 8636

Bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um einen gefährlichen Stoff gemäß OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. (OSHA= Occupational Safety and Health Administration - [US-Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz]) In diesem biologischen Überwachungskit werden Sporen des *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953, verwendet.

Die VERIFY™ V24 und V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) enthalten weder Latexbestandteile noch andere aus natürlichem Trockengummi hergestellte Produkte.

ERSTE HILFE:

AUGEN: Augen sofort 15 Minuten lang mit viel Wasser ausspülen. Einen Arzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.

HAUT: Sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Einen Arzt aufsuchen, wenn sich Reizung entwickelt.

EINNAHME: Wasser verabreichen, und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

EINATMUNG: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Biologischer Indikator HANDHABUNG UND ENTSORGUNG:

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung und Lagerung: 21-25 °C, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit und Abstand zu Sterilisationsmitteln; vor starker Hitze schützen.

Entsorgungsmethoden: Überwachungskits mit Anzeichen biologischen Wachstums und abgelaufene Indikatoren: Vor der Entsorgung auf angemessene Weise wie reguläre mikrobiologische Abfallstoffe nicht pathogener Art behandeln, d. h., Behandlung im Dampfautoklaven für mindestens 30 Minuten bei 121 °C, Abfallverbrennung oder andere geeignete Verfahren. Überwachungskits ohne Anzeichen biologischen Wachstums: Entsorgung mit regulärem Müll.

VERSANDHINWEISE: Keine Beschränkung.

Die Informationen auf diesem Blatt ist keine Spezifikation und nicht bestimmte Eigenschaften zu garantieren. Die Informationen sollen allgemeine Kenntnisse, um die Gesundheit und Sicherheit auf der Grundlage unserer Kenntnis der Handhabung, Lagerung und Verwendung des Produktes liefern. Es ist nicht anwendbar auf ungewöhnliche oder Nicht-Standard-Anwendungen von dem Produkt oder, wo der Unterricht oder Empfehlungen nicht befolgt werden.