

1. 製品及び会社情報

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

製品番号：LCB020、LCB022、LCB005、およびLCB024

SDS番号S284JP

作成者：M. Ebers

asksteris_msd@steris.com

作成日：05/21/2009

改定日：02/05/2018

再考日：該当なし

NFPA 704危険格付け：

人体： 0

火災： 0

反応性： 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

緊急時電話番号：1-314-535-1395 (STERIS)、1-800-424-9300 (CHEMTREC)

問い合わせ電話番号：1-800-548-4873 (お客様サービス-ヘルスケア製品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

緊急時電話番号：+44 (0) 1895 622 639

製品/技術情報に関する問い合わせ電話番号：+44 (0) 116 276 8636

会社情報

ステリスジャパン株式会社

東京都千代田区麹町5丁目1番地

電話：03-5210-1521

Fax：03-5210-1522

OSHA Hazard Communication Standard (OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration - 米国労働安全衛生局) 危険有害性周知基準) 29 CFR

1910.1200によると、本製品は有害製品ではありません。生物学的モニタリングキットは、*Geobacillus stearothermophilus*、ATCC 7953の胞子を使用します。

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs)

には、ラテックスや乾燥天然ゴムは含まれていません。

救急処置：

眼に入った場合：直ちに大量の流水で15分目を洗浄し、炎症が継続する場合は、医師の診察を受けること。

皮膚に接触した場合：直ちに石鹼と水で洗浄し、炎症が進行した場合は、医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合：飲み水を与え、医師の診察を受けること。

吸入した場合：新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸困難がある場合は、医師の診察を受けること。

生物学的指標の取り扱いと処分：

取り扱いおよび保管上の注意：21°C～25°C、相対湿度40～60%で滅菌剤から遠ざけ、高温にさらさないください。

廃棄物処理方法：増殖およびインジケータの有効期限切れを示すSCBI：廃棄する前に、非病原性菌種の標準的微生物廃棄物に適した処理（121°Cで30分以上の蒸気オートクレーブ、焼却、そ

の他の適切な手段の使用など)を実施してください。増殖していないSCBIは、標準的廃棄物として廃棄できます。

発送情報：制限なし。

このシートの情報は仕様ではありませんし、特定の特性を保証するものではありません。情報は、取り扱い、貯蔵および製品の使用に関する知識に基づいて、健康および安全に関して一般的な知識を提供することを目的とする。これは、製品や場所の指示や勧告に従わない異常なまたは非標準の用途には適用されません。