



VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Safety Data Sheet

Version: 1.0

1. Identification of the Substance and Company

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Product No. LCB020, LCB022, LCB005, and LCB024

SDS No. S284CA

Prepared by: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com

Date Created: 05/30/2012

Date Revised: 03/05/2018

NFPA 704 HAZARD RATING:

HEALTH: 0

FIRE: 0

REACTIVITY: 0

Date Reviewed: N/A

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
Emergency Telephone No. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Telephone Number for information: 1-800-548-4873 (Customer Service – Healthcare Products)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Emergency Phone No: +44 (0) 1895 622 639
Product/Technical Information Phone No: +44 (0) 116 276 8636

This product is a NOT hazardous product according to the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. The Biological Monitoring Kit utilizes spores of *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

The VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) are free of latex and natural dry rubber products.

FIRST AID MEASURES:

EYES: Immediately flush eyes with plenty of water for 15 minutes. Get medical attention if irritation persists.

SKIN: Immediately wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops.

INGESTION: Give water to drink and get medical advice.

INHALATION: Remove to fresh air. Get medical attention for any breathing difficulty.

BIOLOGICAL INDICATOR HANDLING AND DISPOSAL:

Handling and Storage Precautions: 21-25°C, 40-60% relative humidity away from sterilizing agents; do not expose to excessive heat.

Waste Disposal Methods: SCBIs showing growth and expired indicators: before discarding, treat as appropriate for standard microbiological waste, non-pathogenic species, e.g., steam autoclave at 121°C for not less than 30 minutes; incinerate or use other suitable means. SCBIs showing no growth can be discarded as standard waste.

SHIPPING INFORMATION: Not restricted.

The information on this sheet is not a specification and does not guarantee specific properties. The information is intended to provide general knowledge as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product or where instruction or recommendations are not followed.



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Safety Data Sheet

Version: 1.0

1. Identification de la substance et de l'entreprise

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Produit n° LCB020, LCB022, LCB005, et LCB024

Fiche de données de sécurité n° S284CA

Préparé par : M. Ebers

asksteris_msd@steris.com

Date de création : 05/30/2012

Date de révision: 03/05/2018

COTE DE DANGER SELON LE
STANDARD NFPA 704 :

SANTÉ : 0
INCENDIE : 0
RÉACTIVITÉ : 0

Date de correction : S.O.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, États-Unis

Numéro d'urgence : +1 (314) 535-1395 (STERIS) ; +1 (800) 424-9300 (CHEMTREC)

Numéro pour obtenir des informations : 1 (800) 548-4873 (Service clientèle – Produits de soins de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639

Produit / Téléphone d'information technique n°: +44 (0) 116 276 8636

Ce produit n'est PAS considéré comme dangereux selon la norme OSHA 29 CFR 1910.1200 relative à la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses. Le kit de contrôle biologique utilise des spores de *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

Les VERIFY™ V24 and V24i Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) ne comportent pas de produits à base de latex ou de caoutchouc sec naturel.

PREMIERS SOINS :

YEUX : Rincez immédiatement les yeux à l'eau claire pendant 15 minutes. Consultez votre médecin si l'irritation persiste.

PEAU : Rincez immédiatement à l'eau et au savon. Consultez votre médecin si une irritation apparaît.

INGESTION : Buvez de l'eau et consultez votre médecin.

INHALATION : Sortez et respirez de l'air frais. Consultez votre médecin si vous avez des difficultés à respirer.

The information on this sheet is not a specification and does not guarantee specific properties. The information is intended to provide general knowledge as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product or where instruction or recommendations are not followed.

MANIPULATION ET ÉLIMINATION INDICATEUR BIOLOGIQUE:

Précautions de manipulation et de stockage : stocker dans un lieu à une température de 21 à 25° C, à humidité relative de 40 à 60 %, loin des agents de stérilisation ; ne pas exposer à une chaleur excessive.

Élimination des déchets : pour les indicateurs biologiques autonomes (SCBI) qui donnent des signes de croissances et les SCBI qui ont expiré : avant de les éliminer, les traiter conformément aux réglementations de mise au rebut des déchets microbiologiques et des espèces non pathogènes, par exemple, stérilisation en autoclave à vapeur à 121° C pendant 30 minutes minimum ; incinérer ou utiliser d'autres méthodes appropriées. Les SCBI qui ne donnent aucun signe de croissance peuvent être mis au rebut de la même façon que les déchets habituels.

INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION : Non réglementée.

Les informations sur cette fiche n'est pas une spécification et ne garantit pas les propriétés spécifiques. L'information est destiné à fournir des connaissances générales à la santé et la sécurité sur la base de notre connaissance de la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit. Elle n'est pas applicable aux utilisations inhabituelles ou non standard du produit ou où l'instruction ou recommandations ne sont pas suivies.