

APLICACIÓN

El sistema de transporte de endoscopios Reliance está previsto para usarse como un sistema compuesto por un carro de transporte, cubetas de transporte de endoscopios y bolsas de transporte para transportar endoscopios flexibles listos para usar y tras una intervención por el interior de un centro.

DESCRIPCIÓN

El carro de transporte consta de seis estantes para seis cubetas de transporte.
 Las cubetas de transporte son transparentes o translúcidas para poder ver con facilidad los endoscopios contenidos dentro de las bolsas de transporte.
 Las bolsas de transporte se suministran en un paquete estéril. Cada paquete contiene una bolsa de transporte verde y una roja. La bolsa de transporte verde se usa para los endoscopios listos para usar. La bolsa de transporte roja se usa para los endoscopios tras una intervención.

TAMAÑO

- **Carro de transporte (RETCART01)**
 1181 mm (46-1/2"), altura
 686 mm (27"), de delante a atrás
 502 mm (19-3/4"), de izquierda a derecha
- **Cubeta de transporte (RETBIN01)**
 457 x 610 x 152 mm (18 x 24 x 6")
- **Bolsa de transporte (RETBAG01)**
 840 x 540 mm (33 x 21-1/4")
Paquetes estériles
 136 x 76 mm (5-3/8 x 3")

CONSTRUCCIÓN

El carro de transporte está fabricado en acero inoxidable.
 El carro de transporte está equipado con ruedas giratorias/ con freno de calidad médica.
 Las cubetas de transporte son de plástico.



Diseño típico; algunos detalles pueden variar

ACCESORIOS

- Cubeta de transporte con tapa
- Bolsas de transporte: caja de 200 paquetes estériles ya empaquetados. Cada paquete contiene una bolsa verde y una roja.

El idioma original en que se redactó el presente documento es el INGLÉS. Cualquier traducción deberá realizarse a partir del documento en el idioma original.

Las casillas marcadas a continuación se aplican a este equipo

EQUIPO DE USO EN MEDICINA

- Sistema de transporte de endoscopios Reliance (RETCART01)

ACCESORIOS

- Cubeta de transporte con tapa (RETBIN01)
- Bolsas de transporte (RETBAG01)

Artículo _____

Ubicación(es) _____

Para obtener más información, póngase en contacto con:



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • EE. UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Este documento está destinado a ser utilizado exclusivamente por clientes de STERIS, incluidos arquitectos y diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo realizada por cualquier otra persona que no sea el cliente.