

**APLICAÇÃO**

O sistema de transporte de endoscópios Reliance destina-se a ser utilizado como um sistema constituído por um carrinho de transporte, caixas de transporte de endoscópios e sacos de transporte para transportar endoscópios flexíveis prontos a utilizar e de pós-procedimento numa instituição.

**DESCRIÇÃO**

O carrinho de transporte contém seis prateleiras para suportar seis caixas de transporte.

As caixas de transporte são transparentes/translúcidas de modo a que os endoscópios possam ser vistos facilmente nos sacos de transporte.

Os sacos de transporte são fornecidos numa embalagem estéril. Cada embalagem contém um saco de transporte verde e um saco de transporte vermelho. O saco de transporte verde é utilizado para endoscópios prontos a utilizar. O saco de transporte vermelho é utilizado para endoscópios de pós-procedimento.

**TAMANHO**

• **Carrinho de transporte (RETCART01)**

- 1181 mm (46-1/2") – Altura
- 686 mm (27") – Profundidade
- 502 mm (19-3/4") – Largura

• **Caixa de transporte (RETBIN01)**

- 457 x 610 x 152 mm (18 x 24 x 6")

• **Saco de transporte (RETBAG01)**

- 840 x 540 mm (33 x 21-1/4")

**Embalagens esterilizadas**

- 136 x 76 mm (5-3/8 x 3")

**CONSTRUÇÃO**

O carrinho de transporte é de aço inoxidável. O carrinho de transporte está equipado com rodas de bloqueio/rotativas de grau médico.

As caixas de transporte são de plástico.



Imagem típica – os detalhes podem variar

**ACESSÓRIOS**

- Caixa de transporte com tampa
- Sacos de transporte – Caixa com 200 embalagens esterilizadas pré-embaladas. Cada embalagem contém um saco verde e um saco vermelho.

**O idioma base deste documento é o INGLÊS. Qualquer tradução deverá ser efetuada a partir do documento do idioma base.**

**As seleções assinaladas abaixo aplicam-se a este equipamento**

**EQUIPAMENTO CAPITAL**

- Sistema de transporte de endoscópios Reliance (RETCART01)

**ACESSÓRIOS**

- Caixa de transporte com tampa (RETBIN01)
- Sacos de transporte (RETBAG01)

Item \_\_\_\_\_

Local(ais) \_\_\_\_\_

---

Para obter informações adicionais, contacte:



STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, OH 44060-1834 • EUA  
440-354-2600 • 800-548-4873  
[www.steris.com](http://www.steris.com)