

APPLICATION

Le système de transport de sonde Reliance est conçu pour être utilisé comme système constitué d'un chariot de transport, de paniers de transport de sonde et de sacs de transport pour transporter des sondes flexibles prêtes à l'emploi et post-procédurales dans une installation.

DESCRIPTION

Le chariot de transport comporte six étagères qui permettent de ranger six paniers de transport.

Les paniers de transport sont transparents/translucides, pour visualiser facilement les sondes dans les sacs de transport.

Les sacs de transport sont fournis dans un emballage stérile. Chaque emballage contient un sac de transport vert et un sac de transport rouge. Le sac de transport vert est utilisé pour les sondes prêtes à l'emploi. Le sac de transport rouge est utilisé pour les sondes post-procédurales.

DIMENSIONS

- **Chariot de transport (RETCART01)**
 1 181 mm (46-1/2 po) – Hauteur
 686 mm (27 po) – De l'avant à l'arrière
 502 mm (19-3/4 po) – De gauche à droite
- **Panier de transport (RETBIN01)**
 457 x 610 x 152 mm (18 x 24 x 6 pouces)
- **Sac de transport (RETBAG01)**
 840 x 540 mm (33 x 21-1/4 po)
Emballages stériles
 136 x 76 mm (5-3/8 x 3 po)

FABRICATION

Le chariot de transport est en acier inoxydable. Le chariot de transport est équipé de roulettes verrouillables et orientables de niveau médical.

Les sacs de transport sont en plastique.



(Modèles types uniquement, certains éléments peuvent différer)

ACCESSOIRES

- Panier de transport avec couvercle
- Sacs de transport – Boîte de 200 sacs stériles emballés. Chaque emballage contient un sac vert et un sac rouge.

Ce document a été rédigé à l'origine en ANGLAIS. Toutes les traductions doivent être effectuées à partir de la version d'origine.

Les options cochées ci-dessous s'appliquent au présent appareil

APPAREIL DE BASE

- Système de transport de sonde Reliance (RETCART01)

ACCESSOIRES

- Panier de transport avec couvercle (RETBIN01)
- Sacs de transport (RETBAG01)

Article

Emplacement(s)

Pour plus de renseignements, communiquez avec :



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com